

10 ДА

В пользу «Сахары»

- 1** Обеспечивает бережную сушку слуховых аппаратов и ушных вкладышей.
- 2** Большой объём камеры позволяет сушить два слуховых аппарата или два ушных вкладыша одновременно, а так же импланты
- 3** Использует для питания сеть 220 Вольт, что позволяет избежать затрат на регулярную покупку батареек.
- 4** Имеет 3 автоматические программы сушки в зависимости от степени влажности слуховых аппаратов или ушных вкладышей.
- 5** Уничтожает и предотвращает появление новых микробов за счёт ультрафиолетового излучения при включении функции «Освежить».
- 6** Позволяет контролировать заряд батарейки слухового аппарата, за счёт встроенного тестера.
- 7** Имеет контроль перегрева для обеспечения безопасности использования.
- 8** Потребляет всего 12 ватт, что в 5 раз меньше обычной 60-ти ваттной лампы накаливания.
- 9** Не требует дополнительных расходных материалов.
- 10** Изготовлена из материалов, простых в уходе.



«САХАРА»

устройство для ухода за слуховыми аппаратами и ушными вкладышами

Слуховые аппараты - это сложные электронные приборы, которые в процессе эксплуатации требуют внимательного отношения от его пользователя. Как и многие другие электронные устройства, слуховые аппараты боятся воды и повышенной влажности. Воздействие влажной среды и попадание воды внутрь слухового аппарата грозят выходом устройства из строя.

Особенность использования слуховых аппаратов состоит в тесном контакте с кожей людей и они неизбежно подвергаются постоянному воздействию влаги. Слуховой аппарат - это помощник и спутник человека, который необходим ему в различных обстановках. Поэтому вероятна возможность попадания в неблагоприятные погодные условия, такие как дождь или туман. Опасны для слухового аппарата и перепады температуры, которые становятся причиной возникновения конденсата внутри устройства.

Как же защитить слуховые аппараты от воздействия влаги и обеспечить нормальную работу на протяжении всего срока службы?

Завод слуховых аппаратов «РИТМ» предлагает воспользоваться простым и высокоэффективным решением: устройством для ухода за слуховыми аппаратами и ушными вкладышами «Сахара».

Устройство для ухода за слуховыми аппаратами «Сахара» предназначено для бережной сушки слуховых аппаратов и ушных вкладышей. Эффективность и экономичность позволяет использовать устройство ежедневно, а простота использования будет по душе каждому.



- 1 Подключите устройство «Сахара» к сети
- 2 Поместите слуховые аппараты в камеру сушки
- 3 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Простое управление устройством, которое осуществляется всего двумя кнопками.



Индикатор из 5 световых элементов покажет уровень заряда батарейки слухового аппарата.



Переключатель режимов сушки. позволяет установить программу сушки на 2, 4 или 8 часов.

